



ULOTKA INFORMACYJNA O PRODUKCIE

Sztuczne łzy

1. Definicja składnika.

Preparat stanowi autologiczna surowica Dawcy, uzyskana w wyniku preparatyki 150ml bądź 300ml krwi pełnej, pobranej metodą „na skrzep”, która poddana jest następnie cykлом wirowań.

2. Płyn konserwujący.

Brak.

3. Transport.

Transportować w temperaturze pokojowej 20-24 °C . Jeśli preparat nie zostanie zamrożony w ciągu 18h od pobrania, należy dostarczyć do Centrum pojemnik transportowy z wkładami chłodzącymi. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

4. Warunki przechowywania.

Przechowywać w temperaturze ≤ -20 °C w oryginalnym opakowaniu.

5. Termin ważności.

Termin ważności to 1 rok od daty produkcji, o ile preparat przechowywany jest w stanie zamrożenia (≤ -20 °C).

6. Wskazania do stosowania.

- Zespół suchego oka
- Nadwrażliwość na światło
- Świąd gałki ocznej
- Nadmierne gromadzenie wydzieliny w kąciakach oczu
- Pieczenie i zaczerwienienie gałek ocznych
- Uczucie ciała obcego

7. Środki ostrożności podczas stosowania.

- Preparat może stosować wyłącznie osoba, od której została pobrana surowica, z której otrzymano produkt.
- Stosować tylko preparat prawidłowo przechowywany.
- Preparat raz rozmrożony nie może zostać ponownie zamrożony.
- Preparat wkraplać zgodnie z jego przeznaczeniem (jedynie do oczu).
- Przed otwarciem kapsułek, umyć i zdezynfekować dłonie.
- Kapsułki otwierać zdezynfekowanymi narzędziami.
- Ściśle przestrzegać zaleceń lekarza co do stosowania preparatu.

8. Powikłania.

- Nie stwierdzono.